



Dosimetría Personal

Velamos por su salud

15 AÑOS

Seguridad
y protección



Crecimiento



Experiencia
y Profesionalismo



Instrucción



Efectividad



Asistencia





Dosimetría Personal
Velamos por su salud

15 AÑOS

Gracias por confiar en nuestros servicios
y ser parte de nuestro trabajo.

www.dosimetriapersonal.com



Dosimetría Personal
Velamos por su salud

www.dosimetriapersonal.com

15 AÑOS



Dosimetría Personal
Velamos por su salud

USO ADECUADO DEL DOSIMETRO

Dosimetría Personal quiere que comprendas de manera fácil y sencilla como debes usar el dosímetro.

Para ello debes seguir las siguientes instrucciones durante el periodo laboral.

Son muy sencillas y permitirán que estés más resguardado y mejor vigilado.

Recuerda que **ivelamos por tu salud!**



Dosimetría Personal

Dirección: Carrera 43 No. 50 - 51, oficina 206, Medellín - Colombia
Teléfono: (574) 576-1320
Fax: (574) 576-1321

www.dosimetriapersonal.com
dosimetriapersonal@hotmail.com
info@dosimetriapersonal.com



Dosimetría Personal
Velamos por su salud

INSTRUCCIONES AL USUARIO

El Dosímetro es un dispositivo que permite evaluar la cantidad de energía transferida por la radiación ionizante, materiales radiactivos y Rayos X, dosis absorbida, en un individuo o en un ambiente particular.

- El dosímetro no protege de la radiación, pero si diagnostica la radiación recibida.
- Pórtelo siempre durante las horas laborales en un lugar del cuerpo que lo represente en su totalidad. generalmente el tórax y siempre por detrás del chaleco de protección plomado.
- En caso de usar un dosímetro de extremidades uselo siempre por debajo de los guantes quirúrgicos, de polivinilo o plomados.
- En las horas no laborales déjelo en un sitio libre de radiación.
- El dosímetro se afecta si entra en contacto con:
 - Fuentes térmicas. (afecta el dosímetro tld)
 - Agua o humedad. (afecta el dosímetro fílmico o de película)
- No le anteponga objetos metálicos para evitar que este se escude y altere los resultados de las dosis.
- El dosímetro es personal es intransferible.
- No se debe emplear en diferentes entidades laborales.
- No abra el porta dosímetro o el empaque de silicona para así evitar que se pierdan los elementos que los componen. (la película del dosímetro fílmico o el mismo dosímetro tld).

RECUERDA QUE PARA TU BIENESTAR ES MEJOR QUE LA ROTACIÓN DE LOS DOSÍMETROS Y LAS LECTURAS SEAN MENSUALES, ASÍ TENDRÁS UNA ALERTA Y VIGILANCIA MÁS ADECUADA Y OPORTUNA.

Dosimetría Personal

Dirección: Carrera 43 No. 50 - 51, oficina 206, Medellín - Colombia
Teléfono: (574) 576-1320
Fax: (574) 576-1321

www.dosimetriapersonal.com
dosimetriapersonal@hotmail.com
info@dosimetriapersonal.com